



DECKLAB ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA
Rua Antônio Costa, 367 Vista alegre – Curitiba PR
Telefone: 3528-4705

DECKLAB

Assistência técnica especializada

Excelência no
atendimento desde 2012.

ESPECIFICAÇÕES			
CAPACIDADE DE CARREGAMENTO	600 CASSETES DIVIDIDO EM 6 CARREGADORES	INTERFACE DE DADOS	USB
CAPACIDADE DE COLETA	300 CASSETES	FAIXA DE TEMPERATURA DE TRABALHO	5° - 40° C
VELOCIDADE DE IMPRESSÃO	3 SEGUNDOS/CASSETE	CONSUMO DE ENERGIA	120 VA
RESOLUÇÃO DE IMPRESSÃO	2500 DPI	VOLTAGEM	AC100-240V/50-60HZ
TIPO DE CASSETE	CASSETE PADRÃO 45°	DIMENSÕES	440X550X480mm (LxPxA)
INTEGRAÇÃO	HIS / LIS	PESO	46 Kg

CARACTERÍSTICAS:

- ✓ Alta resolução de impressão.
- ✓ Armazenamento permanente.
- ✓ Impressão rápida.
- ✓ Limpeza automática.
- ✓ Impressão a laser em cassete, nenhum cartucho de tinta ou fita é necessário, o que reduz bastante o custo de operação.
- ✓ 6 carregadores que permitem cassetes em diferentes cores e grupos de conjuntos. Capacidade de carregamento de 600 cassetes simultaneamente.
- ✓ Tablet integrado com Windows 10.
- ✓ Teclado e mouse sem fio.
- ✓ Durabilidade, Confiável e Rápido.
- ✓ 10 bandejas com capacidade para coleta de até 330 cassetes impressos.
- ✓ Janela de visualização translúcida que permite observar o processo de impressão.



DECKLAB ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA
Rua Antônio Costa, 367 Vista alegre – Curitiba PR
Telefone: 3528-4705

DECKLAB

Assistência técnica especializada

Excelência no
atendimento desde 2012.

- ✓ Permite imprimir caracteres de: qualquer idioma, textos, símbolos, dados, logotipo, etc... e imagem inserida.
- ✓ Número de campos de impressão ilimitados, ajustes de conteúdo e impressão com escala de cinza.
- ✓ Compatível com qualquer sistema laboratorial HIS e LIS.
- ✓ A interface de operação amigável é simples, e fácil de entender e editar.
- ✓ Função de proteção de desligamento, segurança e flexibilidade.
- ✓ Impressão permanente, resistente a objetos duros e a qualquer reagente.
- ✓ A função de limpeza automática mantém o ar fresco e protege a saúde dos operadores.
- ✓ Idioma: Português.
- ✓ Assistência Técnica pela equipe Lupetec.