

# ECO-029 LAB

Bomba de vácuo de pistão isento de óleo



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
Nº de Pistões	2
Vazão	44 LPM
Vácuo Máximo	15 mbar/ 748,75 mmHg/29,47”Hg
RPM	3450
Potência do Motor	100W –Proteção térmica
Peso	4,9 Kg
Dimensões máximas em mm:	CxLxA (275x196x198)
Variações Elétricas	220v/60Hz 220v/50Hz 127v/60Hz
IP-20	
Resistência Química	Opcional

- Desempenho em C.A 60Hz ao nível do mar